



ARBEIDSINSTRUKS FOR CYTOSTATIKA

Tema:	Arbeidsinstruks
Dato:	16.09.11
Side:	1 av 1

VIKTIG INFORMASJON

Cytostatika er unntatt fra krav om sikkerhetsdatablad. Før du starter opp arbeidet, sett deg inn i opplysningene som er gitt i produktdatabladet og Felleskatalogen.

Be om produktdatablad fra leverandør (for innlegging i stoffkartoteket) eller bruk opplysninger i [Felleskatalogen](#)

Praktiske råd som bør leses gjennom før en begynner arbeidet; [Cytostatikaboka](#)

Søk råd hos farmasøyt eller hos [RELIS](#)

INNkjøP

- Kontakt innkjøpsansvarlig på enheten eller i forskningsgruppen.

BRUK

- Alt arbeid med cytostatika skal foregå i eget rom og i sikkerhetsbenk type II eller III
- Arbeidsområde skal være avmerket med advarsel/sikkerhetsskilting og dekket av absorberende papir som skiftes etter hver tilberedning.
- Det er viktig at det er utarbeidet gode rutiner for vask av sikkerhetsbenk.
- Ved søl skal det brukes engangskluter. Vask deretter flere ganger med såpevann. Engangsklutene skal behandles som problemavfall.
- Gravide og ammende skal **ikke** arbeide med cytostatika. Se egen arbeidsinstruks for gravide og ammende.

VERNEUTSTYR

- Ved arbeid med cytostatika skal en benytte laboratoriefrakk med plastforkle, tettsittende mansjetter, vernesko, vernebriller og passende hansker (to par hansker: latex innerst, nitril ytterst).

LAGRING

- Kjemikalier som er i jevnlig bruk skal [oppbevares](#) i godkjente kjemikalieskap på laboratoriet.
- Kjemikalier som ikke er i daglig bruk skal være tydelig merket i henhold til [Deklareringsforskriften](#) og oppbevares i avlåste lagerrom som er beregnet på den aktuelle type kjemikalier.
- Vær oppmerksom på at en del kjemikalier [ikke kan lagres sammen](#).

AVFALL

- Følg UiB sine [avfallsrutiner](#).
- Papiravfall og brennbart engangsutstyr kastes som problemavfall, (de gule boksene).
- Selve cytostatikaen kastes som farlig avfall. Avfallsgruppe 7153.
- Alle enhetene har også egen avfallskontakt.

BAKGRUNN

Cytostatica = Cellegift (kjemisk forbindelse som stanser eller hemmer cellevekst)

LOKALE RUTINER

- Kontakt din lokale [avfallskontakt](#).